



에스이어 사용 설명서

원활한 착용을 위해 1-3단계의 지침을 참고해 주세요

착용이 잘 되어야 효과를 느끼실 수 있습니다.

1



왼쪽 귀에 착용(L)




오른쪽 귀에 착용(R)

'A면이 얼굴 앞쪽'으로 향하게 잡으면 좌, 우가 자연스럽게 구분됩니다.

설명서 뒷면 '**내 귀에 맞게 DIY 하기**'를 참고하셔서 적합한 차음 조합으로 변경해 주세요.

2



'귓바퀴를 당기며' 외이도에 귀마개를 넣은 후 골고루 눌러 최대한 밀착시켜 주세요.

넣으실 때 결눈질로 보시면서, 귀마개의 A면 방향이 들어지지 않도록 해 주세요.



착용 후 체크해 주세요!

A면이 얼굴 앞쪽을 향해야 합니다. ✓

외부와 단절(약간 멍한)된 느낌이 듭니다. ✓

손가락으로 건드려도 쉽게 빠지지 않습니다. ✓

QR 코드로 접속 후 '착용사진 비교하기'를 꼭 참조해 주세요. ✓

내 귀에 맞게 DIY 하기

'왼쪽 귀와 오른쪽 귀' 사이즈가 다른 경우가 매우 많으니 이점도 꼭~ 유의해 주세요!

귀가 작은 여성 및 아이를 위한 추천 조합

	+		1S	
			1M	
			1M 1S	
			4S	
			1S 4S	

성인을 위한 추천 조합

초기 차음링 조립 : 1M + 4M

	+		1M	
			1M 1S	
			4M	
			1M 4S	
			1M 4M	

귀가 많이 큰 분을 위한 추천 조합

	+		1L	
			1L 1M	
			1L 1M 1S	
			4L	
			1L 4L	

귀가 매우 작은 경우

1. 강력 추천 조합 : 1단 M + 1단 S / 1단 M / 1단 S / 4단 S
2. 반투명한 커버를 벗기고 사용
(착용 시 귀 밖으로 많이 돌출되거나, 측면 수면 시 통증이 느끼시는 경우)

소음에 덜 민감해지는 진짜 꿀팁

1. 처음에는 높은 차음 성능으로 세팅하여 당장의 괴로움에서 회피
2. 그 후 적응되면 점차 낮은 차음 성능으로 세팅하며 소음에 적응

착용 후 약 20분간은 차음 테스트를 하지 말아 주세요.

귀안 압력의 균형을 맞춰서 고막이 정상 작동하도록 인체에 무리를 주지 않는 가장 안전한 차음 방식으로 설계하여, 기존 귀마개와 달리 착용 즉시 차음이 된다는 느낌이 덜 하지만 착용 후 약 20분 정도가 지나면 물속에 있는 듯 자연스럽게 주변 소리가 멀어지며 자극적인 소리가 발생해도 거부감 없이 느껴지는 정도로 볼륨이 낮아지며 최적의 집중력을 유지할 수 있도록 도와주는 아이템입니다.

유지관리

주 1회 이상 투명 커버를 분리하신 뒤 주방 세제로 세척 후 완전 건조해서 사용하시고, 땀이 많이 발생하는 여름철에는 사용 후 1일 1회 세척을 권장합니다.



QR 코드 접속 후 동영상 등을 참고해
주시면 보다 쉽게 착용이 가능합니다.